

SWISSTOWEL

AZ EGYEDÜLÁLLÓ REKLÁMAJÁNDÉK

Ismerje meg a rendkívül hatékony fertőtlenítő és frissítő SwissTowel kendőinket, különféle illatokkal.

A SwissTowel a hétköznapi helyzetekben ragyogó kozmetikai cikként ötvözi a tisztaságot, a felfrissülést, csúcsmínőségű bőrápolással.

Könnyű használatának köszönhetően a SwissTowel egy hasznos társ a zsebében, a táskájában, a kirándulásokon, az irodában, esetleg sport közben, vagy akár otthon is. Elég egy erős hüvelykujnyomás és termékünk máris használható.



Az egyedi kivitelezéssel, logóval ellátott SwissTowel ajándék lehet az ügyfelei, a vásárlói számára.

Ezzel az innovatív reklámhordozóval népszerűsítheti és felhívhatja a figyelmet cége termékeire, szolgáltatásaira.

A személyre szabott SwissTowel termékeknek köszönhetően, cége ott lehet az ügyfelei mindennapjaiban.


A kiválasztott SwissTowel termékünk kapszulájára és csomagolására kinyomtatjuk cégének logóját, vagy grafikáját. Igény esetén egyedi csomagolási koncepciókat tervezünk meg, így márkája mindig elkíséri ügyfeleit, vásárlóit.

Lepje meg ügyfeleit egy egyedi és hasznos termékkel, amit magukkal vihetnek bárhová.



SWISSTOWEL
BY **NANOSAFE**





Reklámajándék termékeink:

- Frissítő és tisztítókendő, E-vitaminnal.
- Kéz- és felületfertőtlenítő, a Német Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (BAuA) jóváhagyásával.
- All-in-One (minden egyben) sminklemosó.
- Igény esetén egyedi termékkel is megtölthetjük a kapszulákat.

Néhány ízelítő munkáinkból:



Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérje ajánlatunkat!

Nanosafe AG – Baarermattstrasse 6, CH-6340 Baar - Svájc
 Kapcsolat: balint.csik@nanosafe.ch, +36 30 / 242-20-81

Miért válassza a SwissTowel-t?



Víztakarékos

Egy SwissTowel 5 ml tisztító folyadékot tartalmaz, míg a kézmosáshoz átlagosan 1,5 l vizet használnak.



Környezetbarát

A törülköendő újrahasznosított, lebomló alapanyagokból készül és nem tartalmaz tartósítószeret. A folyadéktartály PP5 újrahasznosított granulátumokból áll, ezért bármely PET gyűjtőhelyen elhelyezhető.



Könnyű.

A SwissTowel mindössze 10 g súlyú.

Költséghatékony



A kendő és a folyadék az egyedülálló technológiának köszönhetően a kapszulában egymástól külön helyezkednek el egészen addig, amíg az a hüvelykujnyomására nem aktiválódik. A hagyományos nedvestörülköendők néhány hónap múlva kiszáradnak, míg a SwissTowel eltarthatósági ideje legalább 2 év.

